



# Welkom in de wereld van Morita

**Van idee tot projectschets, van het eerste prototype tot het uiteindelijke resultaat: in alle fasen van productontwikkeling combineren we de beste functionaliteit en kwaliteit met een buitengewoon ontwerp.**

Alleen wanneer alle aspecten samen een geheel vormen, verdient het resultaat de naam Morita, ongeacht of dit nu een handstuk, behandelunit, endodontische motor of een röntgeapparaat is. Naast talloze internationale ontwerpprijzen, is het de feedback van onze klanten die ons motiveert om onze standaard hoog te houden.

# Veraview IC5 HD

De snelste OPT nu met 10 jaar garantie



## Veraview IC5 HD

Dit ultra compacte OPT apparaat is in bijna iedere ruimte te plaatsen en maakt in slechts 5,5 seconden een perfecte panoramische opname.

10 jaar  
garantie\*

nu  
€13.950,-

\*Vraag naar de actievoorwaarden.

# Veraview 3D X700

Bewezen kwaliteit



## Veraview 3D X700

Dit multifunctionele Cone-Beam CT, OPT en RSP apparaat is mede door zijn unieke positionering eenvoudig in gebruik.

### Small

2 verschillende FOV's t/m  
40 x 80 mm  
Nu € 39.690,-

### Medium


6 verschillende FOV's tm  
100 x 80 mm  
Nu € 54.020,-

nu  
€39.690,-



# Soaric

Fascinerend veelzijdig



"The average gives the world its substance, the exceptional its value"

vanaf  
**€36.553,-**





# Endosystemen

## Meesters in precisie



### TriAuto ZX2

Het moderne ontwerp van de TriAuto ZX2 combineert een draadloze endodontische motor met een apex-locator. Net als zijn voorganger blijft het de enige endodontische oplossing op de markt die beide hulpmiddelen in een draadloos handstuk combineert. Dit systeem brengt ongecompliceerde, intuïtieve bediening met veel automatische functies samen, die zorgen voor absoluut betrouwbare resultaten tijdens behandelingen.

#### Voelt licht aan

Het draadloze handstuk weegt slechts 140 gram.

#### Displayrotatie

Perfect te gebruiken door rechts- en linkshandigen.

#### Absoluut betrouwbaar

De TriAuto ZX2 meet nauwkeurig, ongeacht of er spoelvloeistof of bloed in het wortelkanaal aanwezig is.

#### Optimale toegang

De kleine instrumentkop zorgt voor optimaal zicht.

#### Simpelweg veilig

De Auto-Torque-functie voorkomt vijlbreuk.

#### Signaaltonen


Navigeer door het wortelkanaal aan de hand van signaaltonen.

#### Systeem

Kan gebruikt worden met alle algemeen verkrijgbare vijl systemen.

€2.304,-  
€2.143,-

(Bestelnr. 6961)



### DentaPort ZX set OTR

Apex locator en OTR endomotor  
(Bestelnr. 6912)

€3.360,-  
€2.957,-

### Root ZX mini

Apex locator  
(Bestelnr. 6951-110)



€1.135,-  
€897,-

### TriAuto mini

Draadloze endomotor  
(Bestelnr. 6970)



€1.393,-  
€1.100,-

# Veraview 3D X800

## Alleskunner in een klasse apart



### Alles-in-een

Kwalitatief hoogwaardige, panoramische, cephalometrische en 3D-beelden.

### Op basis van behoefte

360°-modus voor veel details, 180°-modus met korte blootstelling en lage stralingsdosis.

### Minimale artefacten

Horizontale uitlijning van de röntgenstraal zorgt voor topkwaliteit 3D-beelden.

### Op ooghoogte

Face-to-face-positionering vereenvoudigt de communicatie met de patiënt en de nauwkeurige afstelling van de positioneringslaserstraal.

**Small:** 2 verschillende FOV's t/m Ø 40 x 80 mm

**Medium:** 8 verschillende FOV's t/m Ø 100 x 80 mm

**Large:** 11 verschillende FOV's t/m Ø 150 x 140 mm.

lease vanaf  
**€910,-**  
per maand  
(bij 72 maanden)



# EndoWave

## Veiligheid staat voorop



Morita kiest altijd voor veiligheid als het gaat om endodontische behandelingen. Daarom is het EndoWave-vijlsysteem ontwikkeld. Dit systeem is gebaseerd op de Crown-Down-techniek en omvat vijlen met verschillende diameters, lengtes en tapers. Bij gebruik van het 'Hybrid Concept'- of de 'OTR File Sequence'-versies heeft de behandelaar bijvoorbeeld maximaal drie vijlen nodig. Zo kan er dus rendabeler, sneller en veiliger geprepareerd worden.

### Compatibiliteit

EndoWave-vijlsystemen zijn geschikt voor gebruik met alle endomotoren op de markt.

### Veiligheid staat voorop

De speciale vijllegering minimaliseert vijlbreek.

### Snijden

Het driehoekige ontwerp van de vijlen zorgt voor scherpe snijranden die de werkprocessen effectief en snel maken.

### 'Continuous wave'-ontwerp

Het 'Continuous wave'-ontwerp voorkomt vastdraaien of blokkades in het wortelkanaal.

### Netjes afgerond

De afgeronde punten zijn veilig in het wortelkanaal.



20%  
korting

Kelvinring 5  
2952 BG  
Alblasserdam



# Pencure

## Hoge prestaties, hoge precisie



De PenCure-uithardingslampen van Morita maken indruk met uitstekende prestaties. Deze prestaties zijn gebaseerd op parallelle lichtstralen die constante hoge lichtintensiteit garanderen zonder verlies door strooilicht. Zo bereikt u uniforme polymerisatie in alle gebieden. De belichtingstijd van PenCure-uithardingslampen kan vrij gekozen worden om deze optimaal aan te passen aan de benodigde behandeling.

### Veelzijdig

Er zijn twee uithardingslampen verkrijgbaar: PenCure 2000 en PenCure VL-7.

### Optimaal zicht

De roteerbare instrumentkop maakt behandeling in de smalste ruimtes mogelijk.

### Korte uithardingstijden

Drie seconden met de PenCure 2000 en 10 tot 20 seconden met de PenCure VL-7, afhankelijk van het materiaal.



€1.019,-  
€805,-

€1.536,-  
€1.213,-

088 606 0810  
info@e-dental.nl  
www.e-dental.nl