

@dental zomer**deals**



Qdent Focus S-40 Ortho

Morita Lubrina 2

Bij ons verkrijgbaar
in 2 actiepakketten



GRATIS praktijkontwerp
en **MAATWERK** advies!

- Ontwerp conform de laatste richtlijnen
- Ingericht met de nieuwste producten
- In zowel 2D als 3D gepresenteerd
- Virtual Reality presentatie is mogelijk

Bel: **088 6060 810** voor een afspraak.



Het Morita Hygiëne pack:

Automatisch onderhoudssysteem voor uw hand- en hoekstukken.

De Lubrina 2 serviced 4 instrumenten gelijktijdig in slechts 25 seconden per instrument. Het apparaat heeft een ingebouwd smeersysteem voor spaninrichting en is geschikt voor alle merken en typen handstukken en turbines.

Het Morita hygiëne pack bestaat uit:

- 1x Morita Lubrina 2
- 2x Micromotor Koppeling
- 2x Turbine Koppeling (multiflex)
- 1x Morita Onderhoudsolie
- 1x BienAir Spraynet reinigings & desinfectie vloeistof

Het volledige Hygiëne pack nu voor:

€ 2.100,-



Onderhoudsolie en desinfectiespray zijn altijd uit voorraad via onze webshop na te bestellen!

Het Morita Lubri pack:

Smeringssysteem voor uw hand- en hoekstukken.

De Lubrina 2 voert, met het Lubri-Pack, automatisch het onderhoud (reiniging en smering) van tandheelkundige handstukken, wat essentieel is voor uw dagelijkse praktijkvoering.

Het Morita Lubri pack bestaat uit:

- 1x Morita Lubrina 2
- 3x Micromotor Koppeling
- 1x Turbine Koppeling (multiflex)
- 2x Morita Onderhoudsolie

Het volledige Lubri pack nu voor:

€ 2.100,-



De Morita Multispray is altijd uit voorraad via onze webshop te bestellen!



Morita TriAuto ZX 2

Een ergonomisch, lichtgewicht en draadloos endo handstuk mét apex locator.

Het handstuk rust perfect in uw hand en geeft u gegarandeerde bewegingsvrijheid.

**Nu voor
€ 2.095,-**



Morita Root ZX Mini Compacte Apex Locator

Wordt geleverd met:

- 1 x Probe cord
- 5 x Contrary electrodes
- 3 x File holders
- 1 x Functie tester

€ 1.030,-



Morita Twinpower Turbine 25 W

- 25 watt trekkracht
- Kopgrootte Ø12 mm
- Aansluitingen voor W&H, KaVo, Sirona, NSK en Morita koppelingen

€ 444,- (per stuk)





Chirana hoekstuk Rood
120 LR met licht 1:5
€ 1.293,- Actiepakket
4 stuks

Chirana hoekstuk Blauw
120 LB met licht 1:1
€ 975,- Actiepakket
4 stuks



Citrisil Blue geeft een lichtblauwe tint aan de oplossing wat zorgt voor een eenvoudige visuele controle.

Bij aankoop van 4 stuks ontvangt u **2 extra doosjes gratis!**

Citrisil Blue
All-in-one tabletten
Deze tabletten ontsmetten en onderhouden continu uw tandheelkundige waterleidingen.



Bel 088 6060 830
voor de actuele prijs



Saraya UD 1600
Automatische dispenser
Voor 1,2 L alcohol- en zeepvulling
Eenvoudig te installeren
Japanse kwaliteit
Worden geleverd zonder vulling.
Van ~~€ 120,-~~
Nu € 59,50



Saraya UD 1600
Automatische dispenser
Voor 1,2 L alcohol- en zeepvulling
Eenvoudig te installeren
Japanse kwaliteit
Worden geleverd zonder vulling.

Metasys Green & Clean

Altijd de juiste dosis en voorkomt over- of onderdosering



Green & Clean M2
Desinfectie van afzuigsystemen
Antischuimconcentraat met dubbele actieve werking voor de dagelijkse reiniging, desinfectie en ontgeuring van afzuigsystemen en amalgaamscheiders.

- Dispenser
Van € 86,- **Nu € 67,-**
- 2x 500 ml flessen
Van € 150,- **Nu € 124,-**



Green & Clean CL
Reiniging van afzuigsystemen
Concentraat voor de dagelijkse reiniging van afzuigsystemen en amalgaamscheiders. Economisch in gebruik, met name aanbevolen in het geval van toegenomen besmettingspotentieel of schuimvorming.

- Introductie Kit
Dispenser + 2x 500 ml flessen
Van € 89,- **Nu € 73,-**



Green & Clean WK
Waterbehandeling
Oplossing met 2% waterstofperoxide voor de zuivering van proceswater en de preventie van kalkaanslag in het leidingensysteem van behandelunits.
Ook geschikt voor flessystemen.

- 4x 750 ml flessen
Van € 81,- **Nu € 53,-**
- Doseerkit
Van € 12,- **Nu € 7,-**

Qline Metal-line


nu extra scherp geprijsd!

De degelijke metalen modules van Qline zijn solide behandelkasten zonder poeha en vormen een stoer meubel in uw praktijk. Er is een zeer ruime keuze aan indelingen en lade inzetten beschikbaar en naast 'vast' hebben we ook **mobiele modules** in ons assortiment.



Ondanks de oerdegelijke afwerking zijn onze metalen behandelmeubelen **toch uiterst stijlvol vormgegeven.**

SI-MB-WBL	SI-MB-4M	SI-MB-3M2S	SI-MB-2M4S	SI-MB-2L2S	SI-MB-2L1M	SI-MB-1L5S
1 deur	4 lades Indeling: (4x T2)	5 lades (2x T1, 3x T2)	6 lades (4x T1, 2x T2)	4 lades (2x T1, 2x T3)	3 lades (1x T2, 3x T3)	6 lades (5x T1, 1x T3)



Voorbeeldconfiguratie:

- 1x vaste module met deur
- 1x mobiele module
- 2x vaste module met lades
- 10x insert laag naar keuze
- 2x insert hoog naar keuze
- Werkblad
- Spatwand
- RVS Spoelbak
- levering + plaatsing

Compleet voor:
€ 3.955,-

De Qdent S-50 P

Een oogstrelend mooie plafondunit

Van links
naar rechts
in 5 sec.

Optimale ergonomie
voor links- en rechtshandigen.

Actieconfiguratie met o.a.

- Slanke links/rechts zweepunit
- Luzzani meerfunctiespuit
- Turbine aansluiting met licht
- BienAir Micromotor
- EMS No-Pain Scaler
- Tecnodent behandelstoel
- Qdent afzuigarm
- Faro LED operatielamp

Compleet voor:
€ 22.200,-





Chirana EASY Excite
Scherp geprijsd en toch compleet

Compleet voor:
€ 15.500,-



Chirana EASY Expose
Een unit met een luchtig karakter

Compleet voor:
€ 16.999,-



Chirana EASY Switch
Futuristisch en efficiënt

Compleet voor:
€18.999,-



Qdent S-60 Stand-Alone Mini
Één stopcontact is voldoende

Compleet voor:
€ 22.999-



Qdent Focus S-50 A
Ergonomisch, multifunctioneel en mooi

Compleet voor:
€ 24.500,-

De ideale behandelunit
voor **mondhygiëne!**



Qdent Focus S-40 Paro
Een hoge ergonomische standaard

BEL ONS
Voor de beste deal



Chirana EASY Impose
Minimalistisch en uiterst elegant

Compleet voor:
€ 18.999,-

Een complete behandelunit
leveren wij inclusief:

**Luzzani meerfunctiespuit,
airrotor aansluiting incl. licht,
micromotor, EMS scaler,
FARO LED operatielamp
en een behandelstoel.**



**Semi Stand-Alone door een
geïntegreerde junction box**



Qdent Focus S-50 C
Slank en volledig opgetrokken uit metaal

Compleet voor:
€ 9.200,-*

*excl. lamp & behandelstoel

**Ook ideaal om in te zetten
als back-up systeem**



Gallant Autonome Cart
Maximale vrijheid in één compacte cart

Compleet voor:
€ 12.700,-*

*excl. lamp & behandelstoel



Gallant Omnipratique
Een wereldwijde bestseller

BEL ONS
Voor de beste deal

De ideale behandelunit
voor **orthodontie!**



Qdent Focus S-40 Ortho
Eenvoudig maar uiterst functioneel

BEL ONS
Voor de beste deal

Geen leidingen, **geen kosten**

De Qdent S-60 Stand-Alone:
Compleet, ergonomisch en stijlvol

Actieconfiguratie met o.a.

- Slanke zweepunit met tablet
- Luzzani meerfunctiespuit
- Turbine aansluiting met licht
- BienAir Micromotor
- EMS No-Pain Scaler
- Tecnodent behandelstoel
- Afzuigstelsysteem op zwenkarm
- Faro LED operatielamp
- Draadloos voetpedaal
- Perslucht & 230V aansluiting t.b.v extern apparaat

Alles volledig en geluidsarm geïntegreerd.



Compleet voor:
€ 23.900,-

De **Qline Egger** een stoer en strak behandelmeubel

Door haar strakke en moderne vormgeving geven de Egger behandelmeubels aan iedere praktijk een heldere uitstraling. zwarte handgrepen en de achterwand maken het geheel robuust. Alle bekabeling is volledig uit het zicht bij dit bijzonder functionele 12 uurs meubel. Optioneel is het Egger behandelmeubel vrijstaand of hangend aan de wand te plaatsen.

De symmetrie van het meubel geeft rust, de opvallende en stoere



Compleet voor:
€ 5.225,-

(exclusief inserts)

Optimale ergonomie

voor zowel patiënt
als behandelaar.



“ Door de hoogste
kwaliteit uitgegroeid
tot marktleider ”

NIEUW



Tecnodent 2009 Next

~~€ 7.090,-~~ **NU € 6.168,-**



Tecnodent Sting

~~€ 6.100,-~~ **NU € 5.307,-**



Tecnodent Vale

~~€ 6.100,-~~ **NU € 5.307,-**



Tecnodent Linda EVO

~~€ 6.990,-~~ **NU € 6.081,-**

Indrukwekkend tot in detail

Morita IC-5 High Speed OPT

- 5,5 sec. opnamesnelheid
- zeer compacte afmetingen
- Auto. Digitale directe opname (DDAE)
- Auto. beeldverbetering (AIE)

€ 13.730,-
Incl. inruil huidig app.



Morita Veraviewepocs 2D

- Autofocus
- Real-time automatische belichting
- Lage stralingsbelasting
- 3 jaar garantie

€ 28.500,-
Incl. inruil huidig app.



Morita Veraview 3D X800

De X800 is multifunctioneel door 2D en 3D mogelijkheden, naast uitgebreide en vernieuwende OPT & RSP functies biedt de Veraview X800 o.a. ook een true bitewing modus en een breed scala aan 3D opname velden.

- Cone-Beam CT, OPT en RSP in één
- Tot 11 verschillende FOV's tot Ø 150x140mm
- 360 of 180 graden rotatie

**Leverbaar vanaf
€ 65.170,-**



De FireCR Fosfor scanner

De combinatie van een elegant design met een krachtig en gebruiksvriendelijk systeem dat continu perfecte resultaten levert. De automatische magnetische invoer van de FireCR Reader zorgt voor een geweldig gebruiksgemak: met één druk op de lade kunt u aan de slag.



De FireCR Reader is uitgerust met een uniek lcd-kleuren-touchscreen en een intuïtieve gebruikersinterface. Hierdoor is de bediening van het apparaat kinderspel.

- LCD Touch Screen bediening
- USB en Netwerkaansluiting
- Supersnelle verwerkingstijd
- Geschikt voor size 0,1,2,3 & 4
- Compact ontwerp
- Gemakkelijke integratie

**NU voor:
€ 3.933,-**

Imagen USB Sensoren

De afgeronde randen maken deze sensoren comfortabel voor de patiënt en de extra shadebestendige behuizing beschermt het tegen stoten en bijten en verlengt hiermee de levensduur van de sensor. De sensor produceert beelden van zeer hoge kwaliteit met een hoge resolutie van 20 lp/mm.



**#1 met een actief
sensoroppervlak
van 30x20 mm**

€ 2.349,-

**#2 met een actief
sensoroppervlak
van 30x40 mm**

€ 2.697,-

Naast sensoren van Imagen leveren we ook sensoren van satelec. Wij kunnen u de optimale sensor adviseren die perfect aansluit bij uw specifieke situatie. Neem hiervoor contact op met onze afdeling Diagnostiek: **088 6060 840**

Kom langs in onze showroom

Onze showroom is iedere maandag t/m vrijdag op afspraak te bezoeken van 09.00 tot 18.00.

Naast de reguliere kantooruren is onze showroom ook elke 1^e zaterdag van de maand éxtra geopend van 9:00 tot 14:00.

Wel willen we u vragen om uw showroombezoek in te plannen via www.e-dental.nl/openzaterdag.


Onze specialisten kunnen dan uw komst goed voorbereiden en u van alle gewenste informatie voorzien.



X-Mind Unity

De X-Mind Unity van Satelec is de jongste generatie intraorale röntgenbuis. Super strak vormgegeven en voorzien van een ergonomische greep die de positionering nog eenvoudiger maakt.

€ 3.137,-



**Ontdek ons brede
assortiment** aan
behandelunits

www.e-dental.nl

e-dental



**Ontdek ons ruime
assortiment** aan
modern meubilair

www.e-dental.nl

e-dental



**Ontdek ons complete
diagnostische assortiment**

www.e-dental.nl

e-dental

Vraag onze brochures aan via **sales@e-dental.nl**

e-dental

Kelvinring 5 • 2952 BG Alblasterdam • 088 606 0810 • info@e-dental.nl • www.e-dental.nl

Naast kantooruren is onze showroom ook elke 1^e zaterdag van de maand éxtra geopend van 9:00 tot 14:00.