

**Slechts één  
stopcontact**  
is voldoende



# Ontdek onze Stand-Alone concepten

[www.e-dental.nl](http://www.e-dental.nl)

 **e-dental**





**Een verbazingwekkend stille**  
compressor en afzuigmotor

Qdent S-60 Stand-Alone (zie pagina 6)

# Stand-Alone werken biedt u maximale vrijheid

**Slechts één  
stopcontact**  
is voldoende



**De huidige praktijkvoering vraagt om optimale ergonomie gecombineerd met flexibiliteit. Het is onze missie om deze zaken te combineren met gebruikersgemak, goede kwaliteit en stijlvolle vormgeving binnen budgetvriendelijke oplossingen.**

Met een echte Stand-Alone behandelunit kiest u voor alle bovenstaande voordelen en dus voor maximale vrijheid. De unit heeft namelijk alleen maar een stopcontact nodig om volledig operabel te zijn. Duur leidingwerk voor aan- en afvoer is dus niet nodig en biedt hierdoor ook een veel vrijere vestigingskeuze. Niet alleen vanwege het arbeidsintensieve freeswerk maar ook een aparte technische ruimte met losse compressor en afzuiger is niet meer nodig. Dat scheelt naast de financiële investering ook de opoffering van ruimte.

Wij hebben verschillende Stand-Alone concepten in ons assortiment waaronder de inmiddels geliefde Qdent S-60 Stand-Alone en de Qdent Stand-Alone S-60 mini.

Onze Stand-Alone units zijn niet meer de wat lompe, onhandige en lawaaiige van voorheen maar de top op gebied van ergonomie, vormgeving, comfort en design. De balansveren zorgen voor vederlichte instrumenten, de Scandinavische ergonomie is volledig terug te vinden en het geheel neemt niet meer ruimte in beslag dan de traditionele behandelunit.


**Bovenal staan onze Stand-Alone units bekend om hun uiterst stille en onderhoudsvrije compressor.**

# Geen hak- en breekwerk, dus geen rotzooi in uw praktijk

Slechts één  
stopcontact  
is voldoende



Faro Alya LED operatielamp



Qline Metal ME-Line behandelmeubel



Gallant Mobisuc afzuigapparaat  
(zie pagina 14)



Gallant Stand-Alone Cart V2  
(zie pagina 10)



Ziet u op tegen verbouwen, hak- en breekwerk, stof en rotzooi in uw praktijk, dan is een Stand-Alone behandelconcept ideaal.

Wij leveren voor vrijwel iedere situatie een passende oplossing. Zo is er een ruime keuze uit zweep-, hangslang- en cart units, hebben we links-rechts units en is er keuze tussen mobiele- of geïntegreerde afzuiging.

Het zal u niet ontgaan zijn dat de kosten voor bouwen en verbouwen enorm stijgen door schaarste aan materialen en menskracht. Onze Stand-Alone units winnen daardoor steeds meer terrein.

Los van die hoge kosten neemt een verbouwing ook veel stoeltijd weg, geeft het hak- en breekwerk overlast door lawaai en bouwstof en zijn er vaak onnodige extra kosten aan een nieuwe vloer, stuc- en schilderwerk.

U kunt hiermee zo maar **tussen de 4 en 6 duizend euro per behandelkamer besparen**. Kies dus voor één van onze Stand-Alone behandelconcepten als u snel, goedkoop en niet te vergeten, geruisloos aan de slag wilt! De behandelunits zijn niet alleen bedoeld voor een nieuwe praktijk maar zijn ook uitermate geschikt als vervanging van oude apparatuur of uitbreiding binnen de bestaande praktijk.

**Deze complete behandelkamer is**  
ingericht en operationeel in slechts 4 uur

Tecnodent VALE behandelstoel



# Qdent

## S-60 Stand-Alone

Een echt compromisloos Stand-Alone behandelconcept met volledig geïntegreerde afzuigmotor, compressor, schoon en vies watervoorziening, amalgaamscheiding en zelfs de mogelijkheid voor een spittoon, u kiest de samenstelling naar keuze!

Naast de ultieme four-handed zweep variant is deze behandelunit ook verkrijgbaar in een cart of hangslang uitvoering.

- Een complete Stand-Alone behandelunit zonder consessies.
- Scandinavische ergonomie wordt volledig mogelijk gemaakt door het geavanceerde armsysteem dat ruimte biedt voor traditioneel werken en voor ultieme four-handed dentistry.
- De S-60 Stand-Alone is zowel in- als exclusief spittoon leverbaar.
- De uit Corian vervaardigde bovenkant is gemakkelijk te reinigen.
- In het water en waste compartiment wordt schoon water t.b.v. het optionele spittoon opgeslagen in een 5 liter watertank, het amalgaam gescheiden middels een Dürr Dental CAS1 amalgaamscheider en het afvalwater opgeslagen in een 4 liter tank.



**De S-60 is zowel leverbaar met- als zonder spittoon**



**Slechts één stopcontact** is voldoende

# Qdent

## S-60 Stand-Alone Mini

**Laat u door de naam niet afschrikken, deze Stand-Alone unit heeft een geïntegreerde en stille compressor met opslagtank. Bovendien is hij voorzien van een vers watersysteem dat volledige controle geeft over de waterkwaliteit.**

Deze Qdent Stand-Alone unit is volledig voor four-handed-dentistry ontwikkeld en biedt maximale vrijheid rondom het werkgebied van zowel de behandelaar als de assistent. Het arm systeem biedt links- en rechtshandige behandelaars de mogelijkheid om moeiteloos na elkaar op dezelfde installatie te werken. In combinatie met een mobiele afzuigunit, welke op 12-uur geplaatst kan worden, is snel een functionele werkplek ingericht.

De zuil van de S-60 Stand-Alone Mini kan zowel links als rechts van de behandelstoel worden geplaatst. Maximale vrijheid dus in een compacte unit.

- Volledige bewegingsvrijheid voor links- en rechtshandig gebruik
- Geschikt voor zowel solo werken als four-handed-dentistry.
- De uit Corian vervaardigde bovenkant is gemakkelijk te reinigen.
- De "machine kamer" is middels het magneetpaneel gemakkelijk toegankelijk.
- De compressor en de luchttank zitten netjes weggewerkt in een geluids-absorberende behuizing.



De ingebouwde compressor is voorzien van Hepa® filter



Handig Twist-Off vers watersysteem



Combineer met een Mobisuc afzuigcart voor een links/rechts handige opstelling.

**Slechts één stopcontact** is voldoende



**Geschikt voor zowel solo**  
als four-handed-dentistry

# Gallant Cart

## Stand-Alone V2

Onze nieuwste **Stand-Alone behandelcart** is voorzien van een geluidsarme en olievrije compressor met luchtdroger of een nog stillere oliecompressor. De slanke instrumentenbrug is zo geplaatst dat uw instrumenten optimaal binnen handbereik liggen.

De cart rolt soepel dankzij de gelagerde zwenkwieltjes en een draadloos voetpedaal is standaard meegeleverd. De cart kan met 5 instrumenten naar keuze en optioneel met een helder en overzichtelijk touchscreen worden uitgevoerd.

5 instrumenten naar keuze

Stijlvolle slanke instrumentenbrug


Ingebouwde olie vrije compressor

Moderne, antistatische wielen zorgen voor uiterst soepel transport

De top van de cart bied u de mogelijkheid om extra instrumenten te plaatsen

De HEPA (High Efficiency Particulate Air) filters zorgen voor optimaal gefilterde lucht

Eenvoudige toegang voor snelle en veilige service



Alle onafhankelijke componenten werken geluidsarm. Een must voor een ontspannen behandeling voor zowel u als behandelaar als uw patiënt.

Slechts één stopcontact is voldoende




# Gallant Cart

## Stand-Alone Combi

**Geen hakken en breken, geen hoge kosten en geen tijdsverlies. De Gallant Cart Stand Alone combi is een compleet behandelconcept met een geluidsarme compressor & afzuigmotor, nevel- en speekselzuiger en 4 instrumenten naar keuze plus functiespuit in één mobile cart.**

Compact, handig en overal direct inzetbaar. De componenten van deze unieke cart zijn allen afkomstig van gerenommeerde Europese fabrikanten zoals Durr Dental, Bien Air, EMS en Luzzani. Dat maakt de cart betrouwbaar en bedrijfszeker.



**Ook zeer geschikt om als back-up in te zetten**  
bij een onverhoopte storing

**Een behandelcart én afzuigunit**  
in één mobiel en compact apparaat

**Slechts één stopcontact**  
is voldoende



# Gallant Mobisuc

## mobiele afzuigapparaten

**Een echt no-nonsense afzuigapparaat voorzien van onafhankelijk separatievat met een inhoud van maar liefst 5 liter. Super basic, eenvoudig in onderhoud en prettig in gebruik.**

Werken met de Mobisuc is letterlijk Plug-and-Play. Er is slechts één stopcontact nodig om er direct mee aan de slag te gaan. De mobisuc is een relatief compact apparaat, handig in gebruik en overal direct inzetbaar.



Ook verkrijgbaar met afneembaar spittoon.



Uitgevoerd met stijlvolle, antistatische en geremde wielen



Een ergonomisch handvat voor het eenvoudig verplaatsen van de cart



Voorzien van Dürr Comfort afzuigslangen



**Mét of zonder spittoon ...**  
aan u de keuze!

# Ontdek ons complete assortiment



Vraag onze brochures aan via [sales@e-dental.nl](mailto:sales@e-dental.nl)

