



Aanbiedingen Najaar 2026

Primeur:
links-/rechts-
handige
behandelunit
nu al te
bestellen



Intro**aanbieding**

De nieuwe Chirana Connect links/rechts

van € 22.221,- voor:

€ 15.554,- (excl. B.T.W.)

De voordelen en flexibiliteit van **Stand-Alone werken**



- U bent niet afhankelijk van vaste aansluitingen voor bijvoorbeeld perslucht, afzuiging en water.
- De behandelruimte kan vrijer worden ingedeeld, omdat de behandelunit niet permanent aan één positie is gebonden.
- Stand-Alone apparatuur kan relatief eenvoudig worden geplaatst. Kostbaar hak- en breekwerk is niet nodig.
- De oplossing is geschikt voor zowel permanente behandelkamers als tijdelijke locaties.
- U hoeft geen ruimte in uw praktijk op te offeren voor een externe technische installatie.
- Een behandelkamer kan later eenvoudiger worden uitgebreid, aangepast of voor een ander doel worden gebruikt.
- Met Stand-Alone werken doet u geen concessies aan ergonomie en uitstraling van uw praktijk.
- Stand-Alone werken biedt starters en groeiende praktijken ruimte om de inrichting stapsgewijs verder te ontwikkelen.



Slechts één stopcontact
is voldoende



Geoptimaliseerd four-handed dentistry, mondhygiëne, orthodontie of aesthetics. Wij adviseren u in een passende oplossing.

AANBIEDING
GRATIS UPGRADE

Touchscreen bediening



Qdent S-60

Stand Alone

De Qdent S-60 is de enige Stand-Alone behandelunit waarin de afzuigmotor, compressor, het optionele spittoon, én operatielamp in één zijn geïntegreerd.

Dankzij deze complete opbouw biedt de S-60 veel flexibiliteit bij de inrichting van nieuwe, tijdelijke of bestaande behandelkamers. Een praktische oplossing voor efficiënt en professioneel dagelijks gebruik.

Uniek
in zijn soort

Samengesteld **actiemodel**:

Deze uiterst stijlvolle en ergonomische behandelunit met zwevende instrumentenbrug is voorzien van:

- Luzzani Minimate meelfunctiespuit
- Turbineaansluiting met licht
- Bien Air MCX micromotor
- Woodpecker scaler (EMS compatible)
- Tablet onder instrumentenbrug
- Faro MAIA LED operatielamp

GRATIS Touchbediening!

van ~~€ 24.435,-~~ voor:

€ 19.700,- (excl. B.T.W.)





Qdent S-60 Mini

De Qdent S-60 Mini is een zeer compacte Stand-Alone behandelunit voor praktijken die flexibel met hun beschikbare ruimte willen omgaan.

Samengesteld **actiemodel:**

- Luzzani Minimate meerfunctiespuit
- Turbineaansluiting met licht
- Bien Air MCX micromotor
- Woodpecker scaler (EMS compatible)
- Tablet onder instrumentenbrug
- Faro MAIA LED operatielamp

GRATIS Touchbediening!

van ~~€ 21.740,-~~ voor:


€ 17.356,- (excl. B.T.W.)

De MobiSuc is een compacte, mobiele afzuigunit die snel kan worden ingezet.

Dankzij de krachtige selectieve afzuiging, stille werking en verrijdbare behuizing biedt het systeem een praktische oplossing wanneer geen vaste afzuiginstallatie beschikbaar is en dus perfect te combineren met de S-60 Mini of Cart V2.

Nu voor:

€ 2.565,- (excl. B.T.W.)





Liever een **Cart?**

Gallit Cart Stand-Alone V2

Een compacte Stand-Alone behandelunit met een geïntegreerde olievrije compressor. Geen vaste persluchtaansluiting nodig en kan flexibel in verschillende behandelruimtes worden ingezet.

Deze cart combineert de belangrijkste functies in één verrijdbare oplossing. Daarmee is de Gallit Cart V2 bijzonder geschikt voor praktijken die zoeken naar flexibiliteit, een efficiënte inrichting en betrouwbare ondersteuning bij dagelijkse behandelingen.

Samengesteld **actiemodel:**

- Draadloos voetpedaal
- Luzzani Minimate meerfunctiespuit
- Turbineaansluiting met licht
- Bien Air MCX micromotor
- Woodpecker scaler (EMS compatible)
- Tablet op behandelcart

GRATIS Touchbediening!

van ~~€ 14.355,-~~ voor:

€ 10.935,- (excl. B.T.W.)

Chirana Connect:

De meest complete
behandelunit in zijn klasse



Sinds de
intro in Mei
**al 45x
geplaatst**

De Chirana Connect is een complete, ergonomische behandelunit met overzichtelijke glazen touchbediening, vier gebruikersprofielen en een draadloos multifunctioneel voetpedaal.

Onze introductiepakketten worden geleverd met een zweepinstrumentenbrug, Faro MAIA-operatielamp, ultrasone scaler en spraywaterdesinfectie. De installatie van de Chirana Connect is gratis.

- Ergonomische zweepinstrumentenbrug met tray en glazen touchbediening.
- Spittoon.
- Dürr Dental selectieve afzuiging
- Instrumentenspoelsysteem
- Spraywaterdesinfectiesysteem
- Aansluitingen voor externe apparatuur
- Faro MAIA-operatielamp
- Chirana Connect-behandelstoel met zwarte bekleding
- Luxe matwitte lak
- Draadloos multifunctioneel voetpedaal
- Meerfunctiespuit
- Airrotoeraansluiting
- Ultrasone scaler
- Gratis installatie

Intropakket 1

Uitgevoerd met:

1 brushless LED-micromotor

van ~~€ 21.421,-~~ voor:

€ 14.955,- (excl. B.T.W.)

Intropakket 2

Uitgevoerd met:

2 brushless LED-micromotoren

van ~~€ 22.850,-~~ voor:

€ 15.955,- (excl. B.T.W.)

**Stock offers
groot ingekocht**



**Hygiënisch
glasbedieningspaneel**



**Multifunctioneel
voetpedaal**



**Ergonomische
instrumentenbrug**

Chirana Connect

Nu ook voor links- én rechtshandig werken

Chirana Connect **Ambidexter**

Door het inventieve systeem binnen enkele seconden van links- naar rechtshandig aan te passen



Nu te
bestellen en
in januari
al bij u
geplaatst

Met de introductie van de Chirana Connect Ambidexter zet Chirana een nieuwe stap in flexibiliteit en gebruiksgemak binnen de moderne tandartspraktijk.

Deze innovatieve behandelunit is speciaal ontworpen voor praktijken waarin efficiënt werken, ergonomie en optimale inzet van behandelkamers centraal staan.

Dankzij het slimme ambidextere ontwerp kan de unit eenvoudig worden omgeschakeld tussen rechts- en linkshandige behandelaren. Hierdoor biedt de Connect Ambidexter maximale flexibiliteit voor groepspraktijken, wisselende gebruikers en opleidingssituaties. Zonder ingrijpende aanpassingen kan iedere behandelaar werken vanuit zijn of haar ideale positie.

De Connect Ambidexter combineert deze flexibiliteit met het vertrouwde comfort en de hoogwaardige afwerking waar Chirana om bekend staat. Het moderne design, de soepele bewegings-

vrijheid van instrumenten en het ergonomische patiëntcomfort zorgen voor een prettige behandelervaring voor zowel het team als de patiënt.

De belangrijkste voordelen:

- Geschikt voor zowel rechts- als linkshandige behandelaren.
- Maximale flexibiliteit binnen groepspraktijken en behandelkamers.
- Ergonomisch ontwerp voor comfortabel en efficiënt werken.
- Moderne uitstraling met hoogwaardige afwerking.
- Optimale toegankelijkheid en bewegingsvrijheid rondom de patiënt.
- Een toekomstbestendige investering voor praktijken die flexibiliteit belangrijk vinden.

Vanaf januari beschikbaar bij E Dental.

Neem contact op voor meer informatie of een demonstratie van deze veelzijdige nieuwe generatie behandelunit.

Intropakket 1

Uitgevoerd met **1 brushless** LED-micromotor

van ~~€ 22.221,-~~ voor:

€ 15.554,- (excl. B.T.W.)

Intropakket 2

Uitgevoerd met **2 brushless** LED-micromotoren

van ~~€ 23.650,-~~ voor:

€ 16.555,- (excl. B.T.W.)

Chirana Connect Plafond

Vanaf februari 2027
leverbaar



**Optimale
links/rechts
bewegingsvrijheid**



Fields Of View (FOV)	Small	Medium	Large
Ø 40 x H 40 hi-res			
Ø 40 x H 40	✓	✓	✓
Ø 40 x H 80			
Ø 80 x H 40			
Ø 80 x H 50	-	✓	✓
Ø 80 x H 80			
R 100 x H 40 1			
R 100 x H 50 1	-	✓	✓
R 100 x H 80 1			
Ø 150 x H 50 2			
Ø 150 x H 75 2	-	-	✓
Ø 150 x H 140 3			

Veraview X800 3D

De Morita Veraview X800 is een geavanceerd combinatiesysteem voor panoramische, 3D- en optioneel cephalometrische opnamen. De hoge resolutie van meer dan 2,5 LP/mm bij 10% MTF en een voxelgrootte vanaf 80 µm maken ook kleine anatomische details duidelijk zichtbaar.

Met 11 opnamevelden kan het scanvolume nauwkeurig op de klinische indicatie worden afgestemd. Automatische beeldoptimalisatie, functies voor artefactreductie en dosisreductie ondersteunen betrouwbare diagnostiek met een zo gericht mogelijke stralingsbelasting.

Belangrijke eigenschappen:

- Superieure 2D- en 3D-beeldvorming.
- Keuze uit 11 opnamevelden.
- Voxelgrootte vanaf 80 µm.
- Automatische dosisreductie en speciale kinderinstelling.
- Flexibele positionering zonder de patiënt onnodig te verplaatsen.

De Veraview X800 is daarmee geschikt voor algemene diagnostiek, implantologie, endodontie en complexere kaakchirurgische of orthodontische onderzoeken.

Neem contact op
voor een scherp
aanbod op maat



Fields Of View (FOV)

Ø 40 x H 40
Ø 40 x H 80
Ø 80 x H 50
Ø 80 x H 80
R 100 x H 50 1
R 100 x H 80 1



Spectaculaire
**end-of-year
DEAL**

Veraview X700 3D

De Morita Veraview X700, ook bekend als de Veraviewepocs 3D R100, is een veelzijdig systeem voor hoogwaardige panoramische en 3D-opnamen. Met een voxelgrootte vanaf 125 µm worden fijne anatomische structuren gedetailleerd weergegeven.

De X700 biedt meerdere opnamevelden, van Ø 40 x H 40 mm tot Ø 100 x H 80 mm. Het Reuleaux-opnameveld volgt de natuurlijke vorm van de tandboog, waardoor minder weefsel buiten het relevante gebied wordt opgenomen.

Belangrijke eigenschappen:

- Hoogwaardige 2D- en 3D-beeldvorming.
- Opnamevelden voor lokale diagnostiek en volledige tandbogen.
- Panoramic Scout voor een nauwkeurige selectie van het 3D-opnamegebied.
- Automatische belichtingsregeling voor panorama-opnamen.
- Automatische dosisreductie.

De X700 is geschikt voor onder meer algemene diagnostiek, implantologie, endodontie en kaakchirurgische onderzoeken.

Nu voor:

€ 42.500,- (excl. B.T.W.)



Veraview IC 5 2D

De Morita Veraview IC-5 HD biedt heldere en gedetailleerde 2D-opnamen. Het compacte systeem combineert een eenvoudige bediening met snelle beeldvorming en is geschikt voor uiteenlopende tandheelkundige onderzoeken.

Afhankelijk van de diagnostische behoefte kan worden gekozen tussen een snelle panoramische opname van circa 5,5 seconden en een high-definitionopname van circa 10 seconden. Zo kan de gebruiker bewust kiezen tussen een korte opnametijd en extra beeldresolutie.

De geïntegreerde drievoudige laseruitlijning ondersteunt een nauwkeurige en efficiënte positionering van de patiënt. Daarnaast vereenvoudigt de automatische bediening het maken van consistente opnamen.

Beschikbare opnameprogramma's zijn:

- Standaard panoramische opnamen.
- Pediatrische panoramische opnamen.
- Vervoudige TMJ-opnamen.

De Veraview IC-5 HD is daarmee een praktische keuze voor tandartspraktijken die betrouwbare digitale panorama-opnamen willen combineren met snelheid, gebruiksgemak en een hoge beeldkwaliteit.

Een opnametijd van
slechts **5,5 seconden**


van ~~€ 23.652,-~~ voor:

€ 13.955,- (excl. B.T.W.)


Haarscherpe OPT Opname




Overzichtelijke TMJ Opname



Auto-Exposure



Veraviewepocs 2D



De Morita Veraviewepocs 2D combineert een hoge beeldkwaliteit met een lage effectieve dosis en een grotendeels automatische bediening.

Voor panoramische opnamen kan worden gekozen tussen een snelle opname van circa 7,4 seconden en een Super Fine-opname van circa 15 seconden. Zo kan de gebruiker de opnamemodus afstemmen op de gewenste snelheid en detaillering.

De Veraviewepocs 2D is de veelzijdige oplossing voor praktijken die betrouwbare diagnostiek willen combineren met gebruiksgemak, flexibele opnameprogramma's en een extreem hoge beeldkwaliteit.

van ~~€ 49.107,-~~ voor:


€ 29.955,- (excl. B.T.W.)

Ook verkrijgbaar
zonder Cephalostaat

Heldere RSP Opname



Auto-Focus



Een Standaard of
Super High-Resolution Modus,
aan u de keuze.

Uw hoekstukken & turbines in absolute topconditie



Morita Lubri Pack

- 1x Lubrina 2
- 3x Micromotor Koppeling
- 1x Turbine Koppeling
- 2x Morita Onderhoudsolie

van ~~€ 2.985,-~~ voor:

€ 1.791,- (excl. B.T.W.)



Morita TriAuto ZX 2+

Draadloos endo handstuk met apex locator

van ~~€ 2.727,-~~ voor:

€ 1.773,- (excl. B.T.W.)

35%
korting

Morita ZX3 Apex-Locator

- Helder kleurendisplay
- Uitbreidbaar met endomotor
- Apex localisering door beeld en signaaltönen
- Strak en tijdloos ontwerp

van ~~€ 1.410,-~~ voor:

€ 917,- (excl. B.T.W.)

35%
korting



Nieuw model

Morita Root ZX Mini

Wordt geleverd met:

- 1 x Probe cord
- 5 x Contrary electrodes
- 3 x File holders
- 1 x Functie tester

van ~~€ 1.342,-~~ voor:

€ 872,- (excl. B.T.W.)


35%
korting




**Compact
en accuraat**

Maak kennis met de **Acteon X-Mind®** **optima 3D Core & Flex modellen**


5x5




8,5x5



8,5x9



12x10



17x12



Optima Core Wall

€ 39.599,- (excl. B.T.W.)

Optima Flex Wall

Neem contact op

acteon

De Optima is verkrijgbaar in de Core en de Flex uitvoering.

De Core biedt opnamevelden tot 12 x 10 cm en is geschikt voor algemene diagnostiek, endodontie en implantologie.

Belangrijke eigenschappen:

- Compacte wandmontage zonder vloerbeslag.
- Hoogwaardige panoramische en 3D-beeldvorming.

De Flex voegt een groter opnameveld van 17 x 12 cm toe voor onder meer orthodontische en uitgebreidere kaakchirurgische onderzoeken.

- Opnamevelden afgestemd op de klinische indicatie.
- AI-ondersteunde software voor diagnose en behandelplanning.
- Intuïtieve bediening en een efficiënte digitale workflow.




Optima Core Floor+Ceph

€ 49.499,- (excl. B.T.W.)

Optima Flex Floor+Ceph

Neem contact op

 **acteon**



Tecnodent behandelstoelen

Stijlvol, comfortabel en robuust.

Tecnodent behandelstoelen combineren ergonomie en comfort met een sterke, duurzame constructie. Dankzij de comfortabele positionering, eenvoudige reiniging en betrouwbare techniek zijn ze bijzonder geschikt voor intensief dagelijks gebruik in de moderne en veeleisende tandartspraktijk.

Hilights Tecnodent 2009 NEXT

- Ergonomische rugleuning voor optimale bewegingsvrijheid.
- Voetbediening via een joystick.
- Automatische behandel-, spoel- en nulposities.
- Zowel geschikt voor links- als rechtshandige behandelaars.
- Naadloze degelijke bekleding
- Opties zoals Trendelenburg, armleuningen en supersoft bekleding tegen meerprijs.



20%
korting

van € 7.245,- voor:

€ 5.796,- (excl. B.T.W.)

Miele

Miele Thermodesinfectoren

Hoge kwaliteit, efficiënt en effectief!

Miele verbetert de taakorganisatie van uw sterilisatieruimte, vermindert de opwerkingstijd en verhoogt de bescherming tegen kruisbesmetting. Niet voor niets al jaren de standaard voor de moderne praktijkvoering.



Miele PWD 8682

Eindejaarsaanbieding:

Neem contact op



Miele Compact-Line

van ~~€ 6.190,-~~ voor:

€ 5.757,- (excl. B.T.W.)



Qdent

Focus S-50 P

Een oogstrelend mooie plafondunit.

De Focus S-50P is het! Een stabiel armsysteem midden boven de stoel geeft zowel de links- als rechtshandige behandelaar alle ergonomische voordelen. De plafond unit is bijzonder compact en neemt nauwelijks meer ruimte in dan de behandelstoel. Omdat er verder niets anders op de vloer staat is de gehele behandelruimte snel en gemakkelijk gereinigd en/of gedesinfecteerd. Behandelaar en assistent ervaren een grote mate van vrijheid rondom de hoofdsteen.

Samengesteld **actiemodel**:

Deze uiterst stijlvolle en ergonomische behandelunit met zwevende instrumentenbrug is voorzien van:

- Luzzani Minimate meerfunctiespuit
- Turbineaansluiting met licht
- Bien Air MCX micromotor
- Woodpecker scaler (EMS compatible)
- Tablet onder instrumentenbrug
- Faro EVA LED operatielamp
- Tecnodent 2009 NEXT behandelstoel
- Qdent links/rechts afzuigarm

GRATIS Touchbediening!

van ~~€ 29.620,-~~ voor:

€ 23.702,- (excl. B.T.W.)






De nieuwe W&H Lisa: De nieuwe definitie van perfectie



GRATIS
W&H
Multidem



17 liter - van ~~€ 9.228,-~~ voor:

€ 6.899,- (excl. B.T.W.)

22 liter - van ~~€ 9.866,-~~ voor:

€ 7.489,- (excl. B.T.W.)



GRATIS
W&H
Multidem

W&H Lina

Efficiëntie en eenvoud optimaal op elkaar afgestemd.

Een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding!

17 liter - van ~~€ 6.615,-~~ voor:

€ 5.299,- (excl. B.T.W.)

22 liter - van ~~€ 7.216,-~~ voor:

€ 5.599,- (excl. B.T.W.)



GRATIS
W&H
Multidem

W&H Lara

De snelste cyclustijden binnen haar klasse.

Aan te passen naar de behoefte van uw praktijkvoering.

17 liter - van ~~€ 7.205,-~~ voor:

€ 5.699,- (excl. B.T.W.)

22 liter - van ~~€ 7.848,-~~ voor:

€ 6.199,- (excl. B.T.W.)



GRATIS
W&H
Multidem

W&H Lisa Mini

Compact, snel en makkelijk te bedienen

Handig als extra autoclaaf, in een beperkte ruimte of bij kleine hoeveelheden.

5 liter - van ~~€ 5.538,-~~ voor:

€ 4.700,- (excl. B.T.W.)

De volledig vernieuwde Lisa combineert geavanceerde technologie met een intuïtieve gebruikerservaring en een modern premium design.

Slim 5" kleurentouchscreen

Bediening met heldere navigatie, slimme menu's en stapsgewijze begeleiding voor dagelijks gebruik en onderhoud.

AI-ondersteunde cyclusselectie

De Lisa toont alleen relevante sterilisatiecycli, waardoor de kans op bedieningsfouten aanzienlijk wordt vermindert.

Snellere workflows dankzij Eco Dry+

Intelligente, beladingsafhankelijke droging verkort de cyclustijd en verlaagt waterverbruik zonder concessies aan de steriliteit.

Volledige traceerbaarheid met EliTrace

Documenteer en volg sterilisatieprocessen tot op instrument- of cassetteniveau voor maximale veiligheid en compliance.

Realtime statusinformatie via EliSense

Duidelijke visuele signalering van cyclusstatus, temperatuur en onderhoudsbehoeften voor een efficiëntere workflow.

Geïntegreerde gebruikersbegeleiding

Onderhoudsprocedures, Helix-tests, B&D-tests en vacuümtesten worden ondersteund met duidelijke 3D-animaties op het scherm.

Volledige connectiviteit

Compatibel met digitale praktijkworkflows via de W&H Steri App, ioDent® en moderne documentatieoplossingen.

W&H Thed+ Thermodesinfector

De Thed+ is een tafemodel thermodesinfector. Hij is zeer compact en reinigt, desinfecteert en droogt instrumenten in minder dan 60 minuten.

Dankzij automatische beladingsherkenning stemt het systeem programmaduur, water, reinigingsmiddelen en energieverbruik slim af op de inhoud.

De ruime 64-literkamer, twee wasniveaus en actieve HEPA-luchtdroging zorgen voor een flexibele en efficiënte hygiëneworkflow.

Najaarsaanbieding

€ 7.596,- (excl. B.T.W.)



De Qline Steri Compaq:

Compact in formaat, compleet in mogelijkheden

De Steri Compaq is zo ontworpen dat apparatuur, werkruimte en opbergruimte zorgvuldig op elkaar zijn afgestemd. Zo wordt de beschikbare ruimte optimaal benut en past de oplossing in vrijwel iedere praktijk.

De Compaq kan worden uitgerust met hoogwaardige apparatuur van het merk W&H, waaronder de Thed+ thermodesinfector, de Lisa Mini-autoclaaf en de Assistina voor de reiniging, sterilisatie en het onderhoud van uw instrumentarium.

Kom langs in onze showroom en ontdek zelf de mogelijkheden





Assistina One

Reinigt de spraykanalen en smeert het instrument in slechts 18 seconden.

Van ~~€ 1.596,-~~ voor:

€ 1.469,- (excl. B.T.W.)



Assistina Twin

Door de twee kamers is het onderhoudsproces vrijwel zonder wachttijd verwerkt.

Van ~~€ 3.016,-~~ voor:

€ 2.269,- (excl. B.T.W.)



**5
pack**

Chirana **BLAUW**

€ 1.220,- (excl. B.T.W.)

Stuksprijs bij afname van het 5-pack is:

€ 244,- Excl. BTW



**5
pack**

Chirana **ROOD**

€ 1.618,- (excl. B.T.W.)

Stuksprijs bij afname van het 5-pack is:

€ 324,- Excl. BTW

Morita TwinPower turbines combineren een compacte, lichte vormgeving met krachtige en gelijkmatige prestaties.

De dubbele rotor levert constant koppel, ook bij hogere belasting, terwijl de kleine kop goede toegang en zichtbaarheid biedt.

Het Zero-Drawback-systeem helpt voorkomen dat verontreinigde aerosolen en deeltjes in de luchtleiding worden gezogen. Dit maakt de TwinPower-serie een krachtige, comfortabele en hygiënische keuze voor dagelijks gebruik.

Compacte kracht, maximale controle.



**5
pack**

TwinPower Turbines

€ 2.653,- (excl. B.T.W.)

Stuksprijs bij afname van het 5-pack is:

€ 531,- Excl. BTW





Acteon **X-Mind Unity**

De Acteon X-MIND Unity is een compacte intra-orale röntgenbron voor scherpe, betrouwbare opnamen.

De stabiele arm ondersteunt een nauwkeurige positionering, terwijl de overzichtelijke bediening helpt om snel de juiste instellingen voor de patiënt en het gebruikte beeldvormings-systeem te selecteren.

Najaarsaanbieding

€ 3.412,- (excl. B.T.W.)





Acteon **X-Mind DC**

De Acteon X-MIND DC is een betrouwbare intra-orale röntgenbron voor consistente beeldkwaliteit en korte belichtingstijden.

Dankzij de programmeerbare instellingen werkt u snel en stemt u iedere opname eenvoudig af op de patiënt en het gebruikte beeldvormingssysteem.

Najaarsaanbieding

€ 2.797,- (excl. B.T.W.)

FireCR **Fosfor scanner**

De FireCR is een betrouwbare fosforscanner voor digitale intra-orale röntgenopnamen.

De dunne, flexibele en herbruikbare fosforplaatjes zijn comfortabel voor de patiënt en verkrijgbaar in verschillende formaten. Eén scanner kan bovendien vanuit meerdere behandelkamers worden gebruikt.

**Niet voor niets
de meest gekozen
scanner**



Najaarsaanbieding

€ 4.495,- (excl. B.T.W.)



Een ruim assortiment aan modern meubilair

Goed praktijkmeubilair brengt uitstraling, ergonomie en een efficiënte werkwijze samen.

E Dental biedt oplossingen voor behandelkamers, sterilisatie-ruimtes, balies en wachtruimtes. Ons assortiment bestaat uit robuuste metalen modules, moderne Qline-behandelmeubelen en hoogwaardig maatwerk uit onze eigen meubelmakerij.


Dankzij verschillende indelingen, lade-inzetten, werkbladen, spoelbakken, kranen, kleuren en afwerkingen kan ieder meubel

worden afgestemd op uw ruimte en manier van werken. Naast behandelmeubelen leveren we onder meer hygiënemeubelen, sterilisatiemeubilair, baliemeubelen en comfortabele wachtkamerinrichting.

Onze specialisten begeleiden u van het inventariseren van uw wensen en het ontwerp tot de productie en deskundige installatie. Zo ontstaat een samenhangende praktijkinrichting die praktisch werkt, prettig oogt en past bij de dagelijkse workflow van uw team.

Echte efficiëntie is alleen mogelijk in
een goed doordachte sterilisatieruimte

**Scan de QR
voor meer
informatie.**



Bovenstaande sterilisatieruimte is verzorgd in opdracht van ROC Amsterdam.

Van basic en effectief tot
high-end met een zeer luxe afwerking



Een behandeling begint al bij een goede en warme ontvangst



Bovenstaande receptie is door ons verzorgd in opdracht van Mondzorg Nieuwkoop

E Dental & E Build

Uw dentaal specialisten!

E Dental en dochterbedrijf E Build zijn gevestigd onder hetzelfde dak en zijn door de korte aansluitende lijnen perfect op elkaar ingespeeld. E Dental is specialist op het gebied van dentale apparatuur en E Build is bouwprofessionaal van turn-key projecten.


Wij hebben gezamenlijk alle kennis, expertise en ervaring in huis om uw praktijk in een zo kort mogelijk tijdsbestek te (ver)bouwen.

We creëren voor u een optimale workflow binnen een prettige en ergonomische werkomgeving, dit uiteraard met respect voor alle wet en regelgeving.

Wij spreken de taal van de tandheelkundige professional, hebben inmiddels een gezonde staat van dienst en vele praktijken succesvol mogen inrichten en (ver)bouwen.

Van oriënterend gesprek
tot turn-key oplevering

**Scan de QR
voor meer
informatie.**



Waarom is E Build dé partij om uw praktijk te laten (ver)bouwen?

Van idee tot realisatie onder één dak

E Build begeleidt het volledige traject, van ontwerp en vergunningen tot uitvoering en oplevering. Hierdoor heeft u één aanspreekpunt en een efficiënt bouwproces.

Specialist in de dentale sector

Dankzij ruime ervaring met tandartspraktijken begrijpen wij de specifieke eisen op het gebied van workflow, techniek, hygiëne en regelgeving.

Maatwerk voor elke praktijk

Geen standaardoplossingen, maar een inrichting en indeling die volledig aansluit bij uw wensen, team en behandelconcept.

Strakke planning en duidelijke communicatie

Door heldere afspraken en actieve projectbegeleiding blijft u gedurende het hele traject op de hoogte van de voortgang.

Efficiënt bouwen, minimale bedrijfsverstoring

Wij richten processen zo in dat verbouwingen en praktijkinrichtingen zo min mogelijk impact hebben op uw dagelijkse werkzaamheden.

Kwaliteit met oog voor detail

Van bouwkundige afwerking tot technische installaties: elk onderdeel wordt zorgvuldig uitgevoerd voor een duurzaam eindresultaat.

Slimme integratie van techniek en interieur

Bouwkundige voorzieningen, installaties en praktijkinrichting worden vanaf de start op elkaar afgestemd voor een optimaal functionerende praktijk.

Toekomstbestendige oplossingen

E Build realiseert ruimtes die niet alleen voldoen aan de behoeften van vandaag, maar ook ruimte bieden voor groei en ontwikkeling in de toekomst.

Interesse in een kennismaking?



Morita Signo T100:

Japanse techniek, Porsche-design



De Morita Signo T100 combineert een tijdloos ontwerp van Studio F. A. Porsche met hoogwaardig comfort en praktisch gebruiksgemak.

Deze betrouwbare behandelunit biedt tandarts én patiënt een prettige behandelervaring en past dankzij zijn rustige, moderne uitstraling in vrijwel iedere behandelruimte.

**Introductie
aanbieding**

**35%
KORTING**

van ~~€ 58.817,-~~ voor:

€ 38.231,- (excl. B.T.W.)



e dental

Kelvinring 5 • 2952 BG Alblasserdam • 088 606 0810 • info@e-dental.nl • www.e-dental.nl

Druk- en opmaakfouten voorbehouden.